


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd55 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08174

Número de artículo: CM0003220



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-CD55 validado para WB, IHC-P, ELISA en Humano. Detecta el factor acelerador de la degradación del complemento (DAF, CD55) a 41 kDa. Ideal para investigación en regulación del complemento y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD55 Conejo mAb
Observaciones/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1604
GenelD	1604
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del CD55 humano (P08174).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08174
Peso Proteico	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo