


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd55 Para Wb, Elisa - P08174

Número de artículo: CM0015738



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD55 humano (DAF), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación del complemento y estudios de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD55
Observaciones/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-300 de CD55 humano (NP_000565.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08174
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo