


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd55 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08174

Número de artículo: CM0014520



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD55 (DAF) validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Dirige contra el factor de aceleración de la desintegración del complemento, un regulador clave de la inmunidad innata y receptor de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD55 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CR, TC, DAF, CROM, CHAPLE, CD55
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-300 de la CD55 humana (NP_000565.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08174
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo