


Anti-Cd55 Conejo Polymab® Para Wb, Elisa - P08174

Número de artículo: CM0007440



Introducción

CD55 (DAF) Conejo PolymAb® validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Anticuerpo monoclonal recombinante dirigido al factor acelerador de la descomposición del complemento, un regulador clave de la cascada del complemento y receptor de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD55 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Especies	Ratón/Humano
GeneID (Humano)	1604
GeneID	13136/1604
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD55 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08174
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo