

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd56/Ncam1 Para Citometría De Flujo - P13591

Número de artículo: CM0012584



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD56/NCAM1 humana, validado para citometría de flujo (FC). Se dirige a la molécula de adhesión celular neuronal involucrada en la adhesión neuronal y actúa como receptor de entrada viral (rabia, Zika).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb APC de conejo anti-CD56/NCAM1 humano
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-413 de CD56/NCAM1 humana (NP_851996.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95 kDa
Envío	Bolsa de hielo