


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd58 (Lfa-3) Para Wb, Elisa - P19256

Número de artículo: CM0006559



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD58 humano (LFA-3), validado para Western blot y ELISA. Reconoce CD58 endógeno a ~28 kDa. Adecuado para el estudio de la adhesión de células T y la formación de sinapsis inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD58
Observaciones/Alias	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	965
ID de gen	965
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-215 de CD58 humano (NP_001770.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P19256
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo