


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd58 Para Wb, Elisa - P19256

Número de artículo: CM0028768



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD58/LFA-3 humano, validado para WB y ELISA. Ideal para estudios de adhesión de células T, investigación de sinapsis inmunológica y desarrollo de ensayos IVD. Reconoce los aminoácidos 40-220.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-CD58
Observaciones/Alias	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Especie	Humano
GeneID (Humano)	965
GeneID	965
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-220 del CD58 humano (NP_001770.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P19256
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo