


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd59 Para Wb, Elisa - P13987

Número de artículo: CM0013793



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para CD59 humano, validado para WB y ELISA. CD59 es una glucoproteína anclada a GPI que inhibe la formación del MAC del complemento, un objetivo clave en la investigación de la anemia hemolítica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD59 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Especie	Humano
ID del gen (humano)	966
ID del gen	966
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-128 de CD59 humano (NP_001120695.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo