


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd59 Para Wb, Elisa - P13987

Número de artículo: CM0010989



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD59 (protectina) humana para WB y ELISA. Adecuado para estudios de regulación del complemento y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD59 Rabbit mAb
Notas / Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Especie	Humana
GeneID (Humana)	966
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 49-128 de CD59 humana (NP_000602.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P13987
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo