

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cd6 Para Wb Y Elisa - P30203

Número de artículo: CM0028918



Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo de alta calidad dirigido a CD6 humano (TP120). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para investigación en biología de células T, inmunología e infecciones. Reacciona de forma cruzada con CD6 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD6 Rabbit pAb
Notas/Alias	TP120; CD6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	923
ID de Gen	923
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 424-668 de CD6 humano (NP_006716.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30203
Peso Molecular	72kDa
Envío	Bolsa de hielo