

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd62E Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q00690

Número de artículo: CM0011482

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD62E (E-selectina) de ratón, validado para WB, IF/ICC, FC y ELISA. Inmunógeno recombinante dirigido a los residuos 22-557. Reacciona con ratón, peso molecular 66 kDa. Ideal para investigación de adhesión endotelial y tráfico de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD62E de conejo
Notas / Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectina
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	6401
ID genético	20339
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-557 de la CD62E de ratón (NP_035475.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q00690
Peso molecular de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo