

Anticuerpo Monoclonal Anti-CD62L/L-Selectina (Apc/Cyanina7) Para Citometría De Flujo - P14151

Número de artículo: CM0009452



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 contra CD62L (L-selectina) humana. Validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de la homing linfocitaria, el rodaje de leucocitos y la adhesión celular en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD62L/L-Selectina humana de conejo APC/Cianina7
Observaciones/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Especie	Humana
GeneID	6402
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-332 de CD62L/L-Selectina humana (NP_000646.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P14151
Peso molecular de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo