

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd62L/L-Selectina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14151

Número de artículo: CM0023516



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la CD62L/L-Selectina humana, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de adhesión leucocitaria y homing linfocitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD62L/L-Selectina Conejo pAb
Observaciones/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1; CD62L/L-Selectina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6402
GeneID	6402
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la CD62L/L-Selectina humana (NP_000646.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14151
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo