

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd62P/P-Selectina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16109

Número de artículo: CM0005786



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD62P/P-selectina de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Específico para la proteína de 91kDa, ideal para investigación en inflamación y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CD62P/P-selectina
Observaciones/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6403
GeneID	6403
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 731-830 de la CD62P/P-selectina humana (P16109)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16109
Peso Molecular de la Proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo