

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd62P/P-Selectina Para Wb, If/Icc, Elisa - P16109

Número de artículo: CM0007041



Introducción

Este Anticuerpo Monoclonal (mAb) de Conejo Anti-CD62P/P-selectina está validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas. Se dirige a la P-selectina, una molécula de adhesión clave involucrada en el rodaje de leucocitos y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CD62P/P-selectina
Observaciones/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectina
Especie	Humano
ID de Gen	6403 (Humano)
Inmunógeno	Proteína Recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 42-771 de la CD62P/P-selectina humana (NP_002996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16109
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo