

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd62P/P-Selectina Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P16109

Número de artículo: CM0007796



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD62P/P-selectina humana, validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Ideal para estudiar la adhesión de leucocitos y las vías de señalización de la inflamación en uso de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD62P/P-selectina mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6403
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16109
Peso de la Proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo