

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd62P/P-Selectina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16109

Número de artículo: CM0018486



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD62P/P-selectina validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Ideal para la investigación de la inflamación, la adhesión leucocitaria y la activación plaquetaria desde la plataforma de materias primas para DIV de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CD62P/P-selectina
Observaciones/alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Especie	Humana
ID del gen (humano)	6403
ID del gen	6403
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-200 de la CD62P/P-selectina humana (NP_002996.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	P16109
Peso molecular	91 kDa
Envío	Bolsa de hielo