


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd63 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08962

Número de artículo: CM0003142



Introducción

mAb rabbitiano contra CD63 validado para WB, IHC-P, ELISA. Dirigido contra el CD63 humano (granulofisina, LAMP-3), una tetraspanina implicada en la adhesión celular, la señalización y la biología de exosomas. Ideal para investigación en cáncer y exosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb rabbitiano contra CD63
Observaciones/Alias	MLA1, ME491, LAMP-3, OMA81H, TSPAN30, CD63
Especie	Humana
GeneID (Humano)	967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 103-203 del CD63 humano (NP_001771.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P08962
Peso Molecular de la Proteína	17kDa/23kDa/25kDa
Envío	Bolsa de hielo