


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd63 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08962

Número de artículo: CM0026817



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra el humano CD63, adecuado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la biogénesis de exosomas, melanoma y funciones de tetraspaninas. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD63 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30; CD63
Especie	Humano
GeneID (Humano)	967
GeneID	967
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia que contiene los aminoácidos 103-203 del humanoCD63 (NP_001771.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08962
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo