

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd64 Para Wb, Elisa - P12314

Número de artículo: CM0006679



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD64 humano (FcγRI), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Receptor de alta afinidad para la región Fc de IgG, expresado selectivamente en monocitos/macrófagos y mediador de la ADCC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD64 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Especie	Humana
ID del gen (humano)	2209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-288 de CD64 humano (NP_000557.1)
Fuente	Ataca
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P12314
Peso de la proteína	45-75 kDa
Envío	Bolsa de hielo