

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd64 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12314

Número de artículo: CM0014078



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de Fc de IgG de alta afinidad, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta CD64 (FCGR1A) en humano, ratón y rata. Adecuado para inmunología, ADCC y desarrollo de inmunoensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-CD64
Observaciones/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2209
GeneID	2209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-288 del CD64 humano (NP_000557.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12314
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo