

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd66A/Ceacam1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P31809

Número de artículo: CM0009489



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al CD66a/CEACAM1 de ratón, validado para WB, IF-P, IHC-P, FC y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigar la regulación inmune, la adhesión celular y la investigación de infecciones por coronavirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD66a/CEACAM1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	634
GeneID	26365
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-428 del CD66a/CEACAM1a de ratón (NP_001034274.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P31809
Peso Proteico	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo