

Polimab® De Conejo Anti-Cd66A/Ceacam1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P13688 / P31809

Número de artículo: CM0012791



Introducción

PolimAb® de conejo dirigido a CD66a/CEACAM1 humano/ratón, validado para WB, IHC, IF y ELISA. Media la adhesión celular y la regulación inmune; ideal para investigación en oncología e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD66a/CEACAM1 PolimAb® de conejo
Observaciones/Alias	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Especie	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	634
GeneID	634/26365
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD66a/CEACAM1 humano/ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13688/P31809
Peso de la proteína	30kDa/37kDa/43kDa/46kDa/50kDa/57kDa
Envío	Bolsa de hielo