


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd66B/Ceacam8 Para Wb, If/Icc, Elisa - P31997

Número de artículo: CM0026483



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD66b/CEACAM8 humano (38 kDa) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Adecuado para la investigación de la adhesión de neutrófilos y el estudio de la leucemia mieloide crónica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD66b/CEACAM8 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-320 de CD66b/CEACAM8 humano (NP_001807.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso Molecular	38kDa
Envío	Bolsa de hielo