

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd66D/Ceacam3 Para Wb, Elisa - P40198

Número de artículo: CM0027836



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD66d/CEACAM3, un receptor de granulocitos que media la fagocitosis de patógenos. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humano y ratón. Ideal para investigación en inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-CD66d/CEACAM3
Observaciones/Alias	CEA; CGM1; W264; W282; CD66D; CD66d/CEACAM3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1084
ID del Gen	1084
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 del CD66d/CEACAM3 humano (NP_001806.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P40198
Peso Molecular de la Proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo