

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd68 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P31996

Número de artículo: CM0006627

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD68 de ratón (Macrosialina). Validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Reconoce una proteína de ~33/34 kDa. Adecuado para el estudio de la fagocitosis, el homing de macrófagos y el metabolismo lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD68 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	968
GeneID (Ratón)	12514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-291 del CD68 de ratón (NP_001277987.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P31996
Peso Proteico	33KDa/34KDa
Envío	Bolsa de hielo