

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd68 Para Wb, If-P, Fc (Intra), Elisa - P34810

Número de artículo: CM0003685

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra CD68 humano (macrosialina, GP110). Validado para WB, IF-P, FC (intra) y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD68 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Especie	Humano
GeneID (Humano)	968
GeneID	968
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del CD68 humano (NP_001242.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, FC (intra), ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34810
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo