

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd68 Para Wb, If/Icc, Elisa - P34810

Número de artículo: CM0025441

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD68 humano (GP110, LAMP4, SCARD1) para western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Validado para reactividad en humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de macrófagos y tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD68 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Especie	Humano
GeneID (Humano)	968
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del CD68 humano (NP_001242.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34810
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo