

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd68 Para Wb, If/Icc, Elisa - P34810

Número de artículo: CM0015335

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD68 humano (macrosialina, GP110, LAMP4). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de biología de macrófagos y endolisosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD68
Observaciones/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	968
ID del gen	968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-200 del CD68 humano (NP_001242.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34810
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo