

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd68 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31996

Número de artículo: CM0022959

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD68 (Lamp4/gp110/Scard1) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de macrófagos y fagocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD68
Observaciones/Alias	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	968
GeneID	12514
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la CD68 de ratón (NP_001277987.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31996
Peso proteico	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo