

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd68 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34810

Número de artículo: CM0013967

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el CD68 humano (macrosialina, Gp110) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación en macrófagos y fagocitosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo Anti-CD68                                                                                          |
| Observaciones/Alias | GP110; LAMP4; SCARD1; CD68                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| ID del Gen          | 968                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 22-319 del CD68 humano (NP_001242.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                    |
| SWISS               | P34810                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 37kDa                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |