

Anti-Cd68 Conejo Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34810 / P31996

Número de artículo: CM0005427

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo CD68 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce la macrosialina humana y de ratón (Lamp4, gp110, Scard1), una glicoproteína de membrana lisosomal/endosomal involucrada en las actividades fagocíticas de los macrófagos y la adhesión de células tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD68 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Especies	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	968
GeneID	968/12514
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD68 humano/de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P34810/P31996
Peso Proteico	70-130 kDa
Envío	Bolsa de hielo