

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd69 Para Fc - Q07108

Número de artículo: CM0007789



Introducción

anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD69 humano/de mono para citometría de flujo. Inmunógeno de proteína recombinante, con reactividad cruzada con humano y macaco cangrejero. Ideal para estudios de activación temprana de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD69 humano/de mono
Observaciones/Sinónimos	AIM, EA1, MLR-3, CLEC2C, GP32/28, BL-AC/P26
Especie	Humano
ID del gen (humano)	969
ID del gen	969
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-199 del CD69 humano (NP_001772.1).)
Origen	Estación
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	Q07108
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo