

## Anticuerpo Policlonal Anti-Cd69 Para Wb, Elisa - Q07108

Número de artículo: CM0021442



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD69 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar antígenos de activación temprana y la regulación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CD69 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 969                                                                                                                      |
| GeneID              | 969                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 del CD69 humano (NP_001772.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                      |
| SWISS               | Q07108                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 23kDa                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                           |