


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd69 Para Wb, Elisa - Q07108

Número de artículo: CM0006932



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra el CD69 humano (SWISS: Q07108) para western blot y ELISA. Detecta el CD69 en muestras humanas y reacciona de forma cruzada con rata. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 62-199.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD69 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
Especie	Humano
GeneID (Humano)	969
GeneID	969
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 62-199 del CD69 humano (NP_001772.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo