

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd7 Para Wb, Elisa - P09564

Número de artículo: CM0007611

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CD7 de alta calidad para aplicaciones de WB y ELISA. Específico para el CD7 humano, un marcador de células T y NK involucrado en la activación inmunitaria. Ideal para investigación en inmunología y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CD7
Observaciones/Alias	GP40; TP41; LEU-9; CD7
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	924
ID del gen	924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-180 del CD7 humano. (NP_006128.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo