


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd70 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32970

Número de artículo: CM0019347



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana CD70 (ligando de CD27, TNFSF7) validado para uso en WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humanos, ratones y ratas. Ideal para investigación en inmunología sobre activación de células T y vigilancia inmunológica de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD70 Rabbit pAb
Notas/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Especie	Humana
GenelD (Humana)	970
GenelD	970
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 47-126 de la proteína CD70 humana (NP_001243.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32970
Peso molecular de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo