


Anticuerpo Monoclonal Anti-CD71 () Para Citometría De Flujo - P02786

Número de artículo: CM0009424



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD71 humano (receptor 1 de transferrina). Validado para citometría de flujo, ideal para estudiar el metabolismo del hierro, la proliferación de células T/B y los mecanismos de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD71 humano
Observaciones/alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Especie	Humano
GeneID (humano)	7037
GeneID	7037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-250 de CD71 humano (NP_003225.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P02786
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo