


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd71/Receptor De Transferrina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

Número de artículo: CM0006695



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra el CD71/Receptor de Transferrina humano (TfR1), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigación en metabolismo del hierro, oncología y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CD71/Receptor de Transferrina Anticuerpo monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7037
GeneID	7037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-250 del CD71/Receptor de Transferrina humano (NP_003225.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02786
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo