


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd71/Receptor De Transferrina Para Wb - P02786

Número de artículo: CM0005673



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD71/Receptor de Transferrina humano (TFRC). Validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación en metabolismo del hierro, entrada viral y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo CD71/Receptor de Transferrina
Observaciones/Alias	T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR, IMD46
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7037
GeneID	7037
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02786
Peso Proteico	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo