


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd71/Receptor De Transferrina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

Número de artículo: CM0027018



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el CD71/Receptor de Transferrina humano (TFRC, TFR1, p90). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Relevante para investigación sobre metabolismo del hierro y entrada viral - P02786.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD71/Receptor de Transferrina pAb de conejo
Notas/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; CD71/Receptor de Transferrina
Especie	Humano
GeneID	7037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 del CD71/Receptor de Transferrina humano (NP_001121620.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P02786
Peso de la proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo