

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd72 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21854

Número de artículo: CM0006721

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alta afinidad dirigido contra el CD72 humano (Lyb-2), validado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA en estudios de correceptores del receptor de células B y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD72 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD72; CD72b; LYB2; molécula CD72
Especie	Humano
GeneID	971
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 117-359 del CD72 humano (NP_001773.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21854
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo