

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd72 Para Wb, Elisa - P21854

Número de artículo: CM0025586

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD72 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta el CD72 humano, de ratón y de rata, un correceptor de células B que regula la señalización del BCR y la homeostasis inmunitaria. Adecuado para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD72 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LYB2, CD72b, CD72
Especie	Humano
GeneID (Humano)	971
GeneID	971
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-359 del CD72 humano (NP_001773.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21854
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo