

## Anticuerpo Policlonal Anti-Cd73/Nt5E Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P21589

Número de artículo: CM0020884



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD73/NT5E validado para Western blot, IHC en parafina y ELISA. Reconoce la ecto-5'-nucleotidasa CD73 humana, de ratón y de rata. Apto para la inmunodetección de esta enzima de membrana celular anclada a GPI involucrada en la hidrólisis de nucleótidos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CD73/NT5E pAb de Conejo                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; CD73/NT5E                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 4907                                                                                                                                   |
| GeneID              | 4907                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-264 de CD73/NT5E humano (NP_002517.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS               | P21589                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 63kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |