

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd73/Nt5E Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21589

Número de artículo: CM0020390



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD73/NT5E humano (ecto-5'-nucleotidasa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.

Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios en metabolismo de nucleótidos y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD73/NT5E
Observaciones/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; 5E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4907
GeneID	4907
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 27-377 de CD73/NT5E humano, NP_002517.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21589
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo