

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd74 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04233

Número de artículo: CM0008983



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD74 humano (cadena invariante) validado para WB, IHC-P y ELISA. Se dirige a un co-receptor clave de clase II del MHC y al receptor de MIF, apoyando la investigación inmunológica y los estudios antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD74 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	972
ID de Gen	972
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CD74 humano (P04233).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04233
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo