

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd74 Para Wb, Elisa - P04441-2

Número de artículo: CM0023388

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD74 de ratón, validado para WB y ELISA. Se dirige a la cadena invariante implicada en la presentación de antígenos de clase II del MHC, expresada en el timo y los ganglios linfáticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD74 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Ii; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Especie	Ratón
GenelD	16149
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-215 del CD74 de ratón (NP_034675.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P04441-2
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo