

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd74 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04233

Número de artículo: CM0025262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD74 de alta calidad para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta CD74 humano (P04233), reacciona de forma cruzada con rata. Apto para investigación de chaperonas de clase II del MHC, receptor de MIF e inmunidad antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD74
Observaciones/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	972
ID del Gen	972
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-232 del CD74 humano (NP_004346.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04233
Peso Proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo