

Anti-Cd74 Polymab® De Conejo - P04233-2 / P04441-2

Número de artículo: CM0012593

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CD74 humano y de ratón (cadena invariante). Validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona con las isoformas p33 y p35. P04233-2 / P04441-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD74 PolymAb® de conejo
Observaciones/alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Especies	Humano/Ratón
ID del gen (humano)	972
ID del gen (ratón)	16149
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-232 de CD74 humano (NP_004346.1)
Fuente	□
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P04233-2/P04441-2
Peso de la proteína	24 kDa/26 kDa
Envío	Bolsa de hielo