

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd79A Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Número de artículo: CM0006520



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD79a (Ig-alfa), validado para WB, IHC, IF y ELISA en humano, ratón y rata. Esencial para investigaciones sobre señalización del receptor de antígeno de células B y diferenciación de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD79a Rabbit PolymAb®
Notas/Alias	IGA, MB1, MB-1, IGAAlpha
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	973
ID del Gen	973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-226 de la CD79a humana (NP_001774.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11912
Peso de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo